



取扱説明書

オーバーレイウレタンマットレス/96cm幅

PM06-9603

この度は、オーバーレイウレタンマットレス/96cm幅 PM06-9603をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用いただきますようお願いいたします。

- この取扱説明書は、お読みになった後も、大切に保管してください。
- 商品を譲渡される場合は、この取扱説明書も一緒にお渡しください。
- 弊社商品のP108シリーズ（マットレス型式PSB-FS(4/4)、またはPSB-FW14(4/4)との組み合わせに限る）、もしくはP200シリーズ以降のベッドでお使いください。

特徴





- 外カバーの裏面にポケットを作り、ベッドセンサーなどを定位置に固定することができます。
- 外カバー、中材ともに洗濯可能です。




使用方法

- 四隅のゴムバンドでマットレスに固定してお使いください。

お手入れ

- 外カバー ポリエステル 100%

 液温は40°C以下のお湯で手洗いができます。
  漂白処理はできません。
  洗濯処理後のタンブル乾燥処理はできません。
  日陰でのぬれつき干し乾燥が適しています。 ※絞らないでください。

 アイロンは使わないでください。
  ドライクリーニングには対応していません。
  ウェットクリーニングには対応していません。

- 中材 ウレタンフォーム

手洗いによる水洗いが可能です。
乾燥の際は形を整えて、日陰に平干ししてください。

仕様

商品名	オーバーレイウレタンマットレス/96cm幅
型式	PM06-9603
適合マットレスサイズ 幅×長さ(厚さ)	幅96.0cm×長さ196.0cm(厚さ18.0cmまで)
外装生地組成	ポリエステル
中材の種類	ウレタンフォーム
原産国	韓国

株式会社 **プラッツ**

〒816-0921
福岡県大野城市仲畑2丁目3-17

商品についてのお問合せは下記フリーアクセスまでご連絡ください



0120-77-3433

フリーアクセス
携帯・PHS・OK

《平日 午前9時～午後5時30分》
(土日祝祭日・夏季休業日・年末年始休業除く)

16.11月作成

NP0099-A