

取扱説明書

セーフティーネット


PZRSN-116J

この度は、セーフティーネットPZRSN-116Jをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用いただきますようお願いいたします。


- この取扱説明書は、お読みになった後も、大切に保管してください。
- 製品を譲渡される場合は、この取扱説明書も一緒にお渡しください。
- ご不明な点がありましたら、お買い上げいただいた店舗または、弊社までお問合せください。

- | | |
|-----------|---|
| 特徴 | <ul style="list-style-type: none"> ●上部（握り部）には、内側に滑りにくい加工処理を施しています。 ●圧迫感の少ないメッシュ加工、色も茶色で木目にマッチします。 ●最後にファスナーで締めるため、しっかりフィットしダブツキが少ない安全設計です。 |
|-----------|---|


■ ベッド用グリップ PZR-116J



■ セーフティーネット 各部の名称



■ 装着手順




※この状態でベッド用グリップ本体をベッドへ固定してください。

※サイドレールとセーフティーネットの角を合わせて、縫い目を最上部に合わせファスナーを閉じます。

■ 装着後のベッドからの取り外し手順

※この状態でベッド用グリップ本体をベッドから解除してください。



仕様

商品名	セーフティーネット
型式	PZRSN-116J (適合機種: PZR-116J/PZR-K950B)
長さ×幅×厚さ	370×585mm (厚さ 上部握り部: 9.5mm/メッシュ部: 0.9mm)
材料	本体: ポリエステル 上部握り部: ポリエステル/ポリウレタン/合成ゴム
原産国	日本