

- 会期 / 2017年5月20日 (土)
- 会場 / 長崎ブリックホール  
〒852-8104 長崎市茂里町2-38
- 展示 / 2階ホワイエ

## 出展のご案内




株式会社プラッツ  
ブース番号: 13・14

医療施設用

## ポジショニングベッド




木製タイプ  
ナチュラルブラウン  
センターロック仕様



P300シリーズ

### 新しい背上げ ハイバックサポート機能

背ボトムをハイバックとローバックに分割し、それぞれの角度を電動で調節が可能。  
背上げ時の安楽な姿勢を実現し、  
**褥瘡・誤嚥リスクを低減**します。



ハイバックサポート機能未使用時  
(背上げ45°)





ハイバックサポート機能使用時  
(ハイバック20°・ローバック45°)

### 褥瘡リスクの低減

ハイバックサポート機能を使った背上げは従来の背上げに比べ、ズレカと身体への圧力を軽減できます。背上げ後の静止状態でのズレカと圧力も軽減し、深部組織損傷 (DTI) のリスクを低減。褥瘡対策のポジショニングをサポートします。

### 背上げ30°の場合

従来型ベッドでの背上げ30°





仙骨部圧 56mmHg > 仙骨部圧 43mmHg

24%減

従来の背上げ30°に比べ  
仙骨部への圧力が約24%減少

ハイバックサポート機能による背上げ30°



被験者: 身長170cm 体重70kg 男性 計測機器: FSA (タカノ社製) ※データは一例です。測定値には個人差があります。

## 誤嚥リスクの低減

背上げ時に頸部の角度を調節、腹圧を軽減し、嚥下しやすい姿勢の再現が可能です。  
摂食嚥下リハビリテーションのサポート、誤嚥リスクの低減が期待できます。



背上げ30°



ハイバック20°+ローバック30°

## キャスターの一括ロックが可能

頭側・足側のセンターはもちろん、左右からの計6箇所にロックペダルを搭載。設置場所を問わずロック操作ができるので、スタッフの負担軽減につながります。



5月発売予定

リクライニングにフィットするハイグレードウレタンマットレス

## アミカルサポートマットレス



POINT 01 独自の構造により、ハイバック・背・膝の  
リクライニングに対応する高い追従性

POINT 02 身体の部位にあわせた  
3タイプのプロファイル加工による高い体圧分散性

POINT 03 無膜加工によりウレタンなのに  
洗浄・乾燥OK



P300シリーズの  
リクライニングにも相性抜群!



## デモンストレーション・御見積 承ります

新しい背上げ“ハイバックサポート機能”をぜひご体感ください!

25 PLATZ  
25TH ANNIVERSARY  
th since 1992

みなさまに支えられてプラッツは25周年。

株式会社 **プラッツ**

<http://www.platz-ltd.co.jp/>

■本社/ショールーム：〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-3-17 TEL 092-584-3434 FAX 092-584-3436  
●北海道営業所：TEL 011-807-4750 ●東北営業所：TEL 022-781-7072 ■関東支店：TEL 03-5427-8033  
■東海支店：TEL 052-704-2700 ■関西支店：TEL 06-6233-2105 ●中四国営業所：TEL 084-946-6000  
■九州支店(本社内)：TEL 092-584-3433

Facebookプラッツオフィシャルページ

<http://www.facebook.com/PlatzJapan>